

CATÁLOGO DE CEPILLOS



• Información General del Producto Formulado:

- **Nombre del producto:** Cepillo de dientes Bliwell para adultos.
- **Dureza de Cerda:** Medio.
- **Variedades:** Colores variados.
- **Presentaciones:** Blister x 1 unidad.

BLIWELL

• Descripción del Producto

Cepillo de dientes para adulto Bliwell, que se centra en la limpieza profunda de los dientes, la parte posterior del cepillo de dientes puede limpiar la lengua para cuidar la salud bucal.

• Precauciones:

No tener contacto entre cepillos para evitar que los virus del resfriado o la gripe se propaguen a través de los cepillos de dientes y mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.

• Indicaciones / Modo de uso / Instrucciones:

Coloque la punta de las cerdas del cepillo de dientes en la unión de las encías y la corona del diente, presione ligeramente en la dirección de los dientes y cepille de abajo hacia arriba.

• Material del empaque:

Envase primario: PVC Cartulina tipo blíster.

Envase secundario: No lleva.

Condiciones de Almacenamiento: Almacénese a temperatura ambiente en lugar fresco y seco.

• Periodo de vida útil del producto:

No determinado, se recomienda cambiar el cepillo luego de 3 meses de uso.

• Controles en Proceso:

Análisis de características visuales.
Control de peso y medidas del cepillo.
Prueba de tensión.



Componentes Cualitativos:

ITEM	INGREDIENTES
Mango	Polipropileno Con Inserto De Copolimero De Estireno
Cerdas	Nylon
Colores	Varios

 www.medical-berths.com.pe

 medical_berths@hotmail.com
ventas@medical-berths.com.pe

 946845125
01 7195133

DIENTES MÁS BLANCOS CON..

BLIWELL





¡LUCE UNA SONRISA RADIANTE Y LIMPIA! ENCÍAS MÁS SALUDABLES

BLIWELL



Información General del Producto Formulado:

- **Nombre del producto:** Cepillo de dientes Bliwell suave para niños.
- **Dureza de Cerda :** Suave.
- **Variaciones :** Colores variados.
- **Presentaciones :** Blister x 1 unidad.

Descripción del Producto

Cepillo de dientes Bliwell (cerdas Suaves), especial para niños, está diseñado y fabricado según las más altas normas de calidad para limpiar los delicados dientes de los niños y cuidar de sus encías garantizando así dientes sanos y fuertes.

Precauciones:

Utilizar bajo la supervisión de un adulto y mantener fuera del alcance de las mascotas.

Indicaciones / Modo de uso / Instrucciones:

El cepillado normal toma alrededor de 2 minutos, cepille con movimientos circulares suaves y cortos con poca presión.

Componentes Cualitativos:

ITEM	INGREDIENTES
Mango	Polipropileno Con Inserto De Copolimero De Estireno
Cerdas	Nylon
Colores	Varios

Material del empaque:

- **Envase primario:** PVC Cartulina tipo blíster.
- **Envase secundario:** No lleva.
- **Condiciones de Almacenamiento:**
Almacénese a temperatura ambiente en lugar fresco y seco.
- **Periodo de vida útil del producto:**
No determinado, se recomienda cambiar el cepillo luego de 3 meses de uso.
- **Controles en Proceso:**
Análisis de características visuales.
Control de peso y medidas del cepillo.
Prueba de tensión.

BLIWELL

www.medical-berths.com.pe



medical_berths@hotmail.com
ventas@medical-berths.com.pe



946845125
01 7195133